

	PROTOCOLO PARA EL USO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL MICROSCOPIO EN LAS CLINICAS ODONTOLÓGICAS, FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19	CODIGO:
		VERSION: 03
		FECHA: 30/09/2020

Objetivo:

Mitigar el riesgo de contagio por Covid 19 en el uso, limpieza y desinfección del microscopio en la Fundación IPS UAM.

Responsable:

- Los residentes de la Especialización en Endodoncia son los responsables del manejo, limpieza y desinfección del microscopio antes de su uso antes, durante su turno clínico.
- El personal de servicios generales son los responsables de la limpieza y desinfección del microscopio después de su uso. La limpieza y desinfección de microscopio es responsabilidad de cada estudiante y docente
- Los docentes, coordinadora de prácticas, coordinadora docencia-servicio, líder de Calidad, serán los responsables de velar por el cumplimiento del presente protocolo.

Nota: si otros docentes y/o estudiantes del pregrado y otros posgrados hacen uso del microscopio en otros turnos, son los responsables del manejo, uso, limpieza y desinfección conforme se estipula en el siguiente protocolo.

Antes de usar	Durante su uso	Después de su uso
Residente de Endodoncia: ✓ Realice lavado de manos con agua y jabón según protocolo de la OMS ✓ Utilice los elementos de protección personal (guantes, careta, gafas y mascarilla). ✓ Use sobreguante para iniciar proceso de limpieza y desinfección. ✓ Retire la funda gris y ubique el microscopio en posición para su uso. ✓ Realice la desinfección de los lentes del microscopio con alcohol al 70% y	✓ Use los elementos de protección personal para la manipulación del equipo ✓ Coloque las gafas protectoras ✓ Utilice la careta invertida cuando vaya a utilizar el microscopio. ✓ Realice el procedimiento clínico establecido. <div style="text-align: center;">  </div> ✓ Realice desinfección de la careta y gafas con agua y	Auxiliar de servicios generales: ✓ Utilice los elementos de protección personal (guantes, careta, gafas y mascarilla), durante la desinfección del equipo. ✓ Desinfecte todas las partes del microscopio con alcohol al 96% impregnado en toalla Wypall. ✓ Nota: tenga cuidado con la fibra óptica durante el proceso ✓ Coloque la funda gris y ubique el microscopio en posición de almacenado.

	PROTOCOLO PARA EL USO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DEL MICROSCOPIO EN LAS CLINICAS ODONTOLÓGICAS, FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19	CODIGO:
		VERSION: 03
		FECHA: 30/09/2020

<p>seque con toalla Wipla.</p> <p>Nota: tenga cuidado con la fibra óptica durante el proceso</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Realice cambio de guates posterior al uso de desinfectantes. ✓ Lave nuevamente las manos ✓ Mantenga el microscopio con la funda gris de almacenado si no va a utilizarse. 	<p>jabón y secar posteriormente con toalla wypall.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Realice lavado de manos según protocolo de la OMS <p>Nota: Cuando el microscopio no este en uso en otros turnos, se debe incluir la limpieza y desinfección por aspersión de la funda gris. Se recomienda hacerlo con alcohol etílico al 96%</p>
--	--	--

Fuente: Consulta a Ingeniero Biomédico responsable del mantenimiento preventivo y correctivo del microscopio en la Fundación IPS UAM y docentes especialización en Endodoncia.

Elaborado por: Alba Lucia Paz Delgado - Coordinadora de la Especialización en Endodoncia, Carlos Roza, Claudia Juliana Castaño y Horacio Laserna – Docentes de la Especialización en Endodoncia.